



TRIO[®]
CLEAR

Den bästa aligner lösningen
för dig och din patient



Varför välja TrioClear®?

Under de senaste åren har patienternas efterfrågan på clear aligner stadigt ökat. Det har lett till att antalet leverantörer och återförsäljare också har ökat. Tillsammans med Modern Dental Group har vi följt denna utveckling och under mer än 30 års global erfarenhet inom ortodonti har vi samlat värdefull kunskap om när aligner kan vara framgångsrika och ännu viktigare när de inte behövs.

Vilka fördelar erbjuder TrioClear®, jämfört med redan existerande system?

TrioClear® har huvudsakligen utvecklats i syfte att säkerställa en förutsägbar och bekväm behandling och för att förbättra tandläkarens arbetsflöde så att det perfekta slutresultatet uppnås. Denna typ av behandling är därför mycket effektivare och enklare att använda. En win-win situation för både dina patient och din verksamhet!



TrioClear® tar emot filer från alla system

Oavsett vilken skanner du använder så kan du med TrioClear® alltid skicka in dina skannade filer. Vi tar emot filer från alla skanning system!



Kostnadsfri certifieringskurs

Vi prioriterar och tycker det är viktigt att lägga tid på att förklara för dig hur du använder TrioClear® korrekt och effektivt.

Våra kurser finns tillgängliga utan kostnad!



Förkortad patient tid

TrioClear® aligners har en ökad gingivaltäckning, vilket ger bättre positionering och kräver färre eller inga attachments.

Minskad patient tid ger större vinst!



Kommunikation och support

Kommunikation och support vad gäller dina TrioClear® produkter genomförs via dina vanliga kontakter på CDI Dental.

Vi finns alltid tillgängliga för dig!



Avancerad programvara

Med varje design som du får med din godkända behandlingsplan följer en digital behandlingsstimulering. Länken kan delas externt och du kan dela den med din patient.



Överkomligt pris för de flesta patienter

Bortsett från alla tekniska fördelar är priset naturligtvis också av stor betydelse.

Vi strävar efter att göra behandlingar överkomliga för de flesta patienter!

“Ju bekvämare aligner, desto bättre följer din patient behandlingplanen, vilket säkerställer att det optimala resultatet uppnås snabbare.”

TrioClear® är en innovativ trestegslösning som har utvecklats för att erbjuda dina patienter en så bekväm behandling som möjligt. Tack vare den unika och innovativa trestegslösningen upplever dina patienter knappt någon smärta under behandlingen. De byter från en mjuk till en medelhård till hård aligner under behandlingens tre steg.

Aligners tjocklek

TrioClear® använder olika tjocklekar för varje steg i processen. De varierande tjocklekarna är mjuka, medelhårda och hårda, och är alla en del av ett set. Dessa stegvis anpassade justeringstjocklekar säkerställer att vi kan implementera vårt bioprogresiva kraftkoncept, som ger en gradvis och förutsägbar omplacering av tänderna. Den mjuka skenan som behandlingen startar med är bekvämare för patienten, så de vänjer sig vid trycket på tänderna.

Aligner	Soft	Medium	Hard
Dagar per set*	4 dagar	7 dagar	10 dagar
Aligner tjocklek**	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm
Fördelar	• Patienten introduceras gradvis till behandlingen, så att de kan vänja sig vid alignern och upplever så lite smärta som möjligt. • Flexibel och lätt att sätta in och ta ut. • Stimulerar tändernas förflyttning.	• Stabilare aligners • Flyttar tänderna så mycket som möjligt till den önskade positionen.	• Håller tänderna i önskad position medan tandköttet växer runt dem. • Skyddar mot mikroåterfall.

* 21 days in total. Can be reduced at dentist's discretion subject to good compliance and fit as patient progresses..

** Thickness before vacuum forming

Vetenskaplig innovation


TrioClear® erbjuder fyra behandlingsalternativ, var och en särskilt utformad efter patientens specifika behov. TrioClear® Touch-Up och Simple utvecklades särskilt för allmän tandvård. Vi rekommenderar att du bara använder Complete från TrioClear® om du har en mycket hög expertis inom ortodonti.

TrioClear®	Complete	Touch-Up	Simple	Permanent retainers
Behandlingsplan	Full behandling	Upp till 6 behandlingssteg	Ett behandlingssteg	Retainers för efterbehandling
Inkluderar (upp till)	30 set av aligners 2 fria justeringar inom 3 år	6 set (x3) aligners 1 fri justering inom 1 år	1 set (x3) aligners	2 set av aligners För single eller båda käkarna

Ökad gingival täckning

TrioClear® har 3 mm gingival täckning, vilket ger bättre retension och passform än aligner som följer gingivans kant:

- Ett större tryck längs hela tanden.
- Mer exakt rörelse.
- Mer estetiskt tilltalande för patienten, eftersom aligners kant är mindre.
- Bättre retention och färre eller inga attachment.




Marginaler med 3 mm upp på gingivan har visat sig öka förflyttningskraften jämfört med aligner som inte täcker gingivan. Allt eftersom alignerna ökar i tjocklek ökar förflyttningen och kontinuerlig kraft upprätthålls.

TrioDim Force

TrioClear® använder TrioDim Force. Det betyder att skenan har noggrant utformade och särskilt placerade attachments/divot integrerat i skenan, som skapar effektivare rotationskrafter.


Färre attachments

Med TrioDim Force, använder TrioClear® minsta möjliga attachments men ger ändå förutsägbara och effektiva resultat. Detta besparar dig som behandlare en hel del dyrbar tid och din patient en hel del obehag.




Användningen av TrioDim force möjliggör följande rörelser:



1. Torque Control




2. Extrusion




3. Intrusion




4. Tip Control




5. Rotation





6. Expansion




7. Proclination





8. Lingualisation



9. Distalisation




10. Mesialisation




Treatments can depend on the situation in each case

Behandlingar

TrioClear® är en extraordinär mångsidig lösning. Använd denna behandling för att framgångsrikt möta patienternas växande efterfrågan på estetiskt tilltalande behandlingsalternativ och resultat. Med TrioClear® kan du utföra mindre till mellanstora estetiska tandregleringar eller bettkorrigeringar.




**Korrigerig av
diastema**



Trångställning




Korsbett



Korrigerig överbett



Korrigerig underbett



Öppet bett

Utbildning och support

Kostnadsfri certifieringskurs

Innan du börjar behandla dina patienter med TrioClear®, rekommenderar vi starkt att du först deltar i en online-certifieringskurs. Denna kurs erbjuds gratis av CDI Dental. Efter avslutad kurs kan du börja skicka in dina fall. Vid behov finns vi tillgängliga för support och råd per telefon.

Efter registreringen av din beställning i vårt system får du en klinisk stimulering efter några dagar. Du kan fortfarande göra ändringar i behandlingsplanen. Efter att du godkänt behandlingsplanen kommer skenorna att tillverkas. Du kommer att få alla set med aligner inom sju arbetsdagar.

Programvara för klinisk stimulering



TrioClear® låter dig planera och förutsäga varje förflyttning exakt med tillgång till unik klinisk stimuleringsmjukvara:

- Tydlig visualisering av den exakta planerade förflyttningen i varje enskilt fall
- Olika betraktningssvinklar och de olika stegen
- Användbar extern länk för att diskutera och visa för kollegor eller patienter

Avancerad CBCT Rotstimulering

Få den kompletta bilden med TrioClear®. Den valfria avancerade funktionen i rotstimuleringen erbjuder ytterligare stöd i fall där den kliniska förutsägbarheten av kronornas rörelser inte är tillräcklig:

- Perfekt för fall med osäkerhet på bentjocklek
- Förutsäg rotrörelser och begränsningar med noggrannhet
- Tillgängligt för de med CBCT-teknik



Ett effektivt arbetsflöde

Enkelt och säkert

1



Ta ett digitalt eller analogt avtryck

2



Fyll i beställnings-formulär och skicka ditt avtryck + foto till CDI Dental

3



TrioClear® granskar dina filer och tar fram en behandlingsplan

4



Behandlingsplan skickas till dig för godkännande

5



Aligner 3D-printas i FDA-godkända material

6



Aligners kontrolleras en sista gång och finjusteras efter behov

7

Färdiga aliger levereras till dig, inclusive klinisk stimuleringslänk



et finns många anledningar till att känna sig bekväm med att välja TrioClear® aligners för både din praktik och dina patienter. Vi har sammanfattat dem för dig nedan.

Fördelar för din praktik

Professionell tandläkarlösning

- TrioClear® har ett nära samarbete med tandläkare och ortodontister.
- En banbrytande design som förnyar och förbättrar aligner behandlingar.
- Tillhandahåller en ny, förutsägbar, ekonomisk aligner lösning.

Förutsägbara och säkra resultat

- Kan exakt förutsäga rörelser med klinisk stimulering-smjukvara
- Planera säkra rörelser med CBCT rotstimulering
- Diskutera och dela dina resultat enkelt med kollegor
- Få en före- och efterbehandlingsplan och interproximalreduktions rapport där det behövs

Minskad behandlingstid, större lönsamhet

- Det unika divotsystemet kräver minimalt med attachments.
- Alignern sitter bättre, lossnar mindre.
- Patienterna behöver bara träffa dig var 2-3 månad.
- Trestegs-aligner ger ett snabbare och säkrare resultat.

Patientvänlig trestegslösning

- Större komfort, mindre smärtsamt tryck och upstart med mjuk aligner.
- Byte av aligner med jämna mellanrum ger förbättrad munhygien.
- Nästan osynlig med större gingival täckning.

Service och support

- Diskutera med oss när det passar dig.
- Beställning och support genom CDI Dental.
- Fri tillgång till online-certifieringskursen.

Fördelar för dina patienter

Känns bekväm och syns inte

- Mindre tryck under korrigeringens första steg.
- Aligners med färre attachment eller inga alls.
- Mer gingival täckning, döljer tandköttsskanten när patienten pratar och skrattar.

Säker att använda under (sport)aktiviteter

- Stannar på plats med färre eller inga attachments som kan lossna.
- Bredare marginaler skyddar tänderna och tandkött när tänderna förflyttar sig.

Mer hygieniskt

- Trestegslösningen garanterar en mer frekvent övergång till nya aligner, vilket minskar risken för missfärgningar.
- Färre ojämnheter och fästen håller varje aligner renare.
- Lätt att ta av och på.

Skräddarsydd för din patient

- Varje lösning är skräddarsydd med hjälp av skanning, avtryck, CAD- och 3D printning.
- Unikt utformad för ett brett spektrum av milda till måttliga estetiska förväntningar.





Vill du börja använda TrioClear®?

Besök vår hemsida www.cdi-dental.com och anmäl dig till nästa certifieringskurs. Vill du veta mer? Kontakta vår försäljningschef: +46 (0)40 607 77 79.

